

類別：機械器具(12)理学診療用器具
高度管理医療機器 一般名称：痙攣療法用脳向け電気刺激装置
特定保守管理医療機器 販売名：サイマトロン

添付文書 新旧対照表

改訂箇所	旧（第12版）	新（第13版）
使用方法等	2) プレタック (PreTac) 液 1～2 滴をその皮膚部分につけて指先で乾くまですり込みます。	2) プレタック (PreTac) 液 1～2 滴をその皮膚部分につけて指先で乾くまですり込みます。なお、プレタック液をやむを得ず使用できない場合は2) の手順を省略して下さい。